

ER-9000

ERGOPOWER

Руководство пользователя

Прибор электрический бытового назначения:
Массажер электрический для ног НЕГА



Производитель: Юнкан Чжэн Ци Фитнис Эквипмент Ко. ЛТД, Yongkang Zhengqi Fitness Equipment CO. LTD, No.222, Chengxin Road, Economic Development Zone, Yongkang, Zhejiang, China.

Место производства: Yongkang Zhengqi Fitness Equipment CO. LTD , No.222, Chengxin Road, Economic Development Zone, Yongkang, Zhejiang, China.

Импортер/Продавец: ООО «ПРОМЕТ», Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А, лит. X, пом. 3Н, офис 70, принятие претензий по тел. +7 (812) 779-61-61. www.atletika.ru, sekretar@atletika.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220 В переменного тока

Потребляемая мощность: 40 Вт

Время массажа: 15 минут

Скорости массажа: высокая, средняя и низкая регулируется переключателем (в ручном режиме)

Температура хранения: -15°C – +85°C

Рабочая температура: +10°C – +40°C

Размер: 59,5 x35,5 x 25 см

Вес: 5,6 кг

Материалы: АВС-пластик (АВS), полипропилен (РР), полиэстер

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажёр – 1 шт.

Пульт управления – 1 шт (батарея CR2025 – в состав не входит).

Инструкция – 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению технических характеристик и товарного вида изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прибор многофункционален: возможно применение для стоп, лодыжек, икр и предплечий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Семейный опыт мастеров массажа: имитация ручного массажа ног, трехмерный биометрический массаж.
2. Массажные ролики массажера действуют на акупунктурные точки, стимулируют микроциркуляцию крови, а боковые валики массажёра создают глубокую компрессию, что помогает снять напряжение, расслабить мышцы, уменьшить отечность.
3. Низкое потребление энергии, высокая мощность на выходе: одновременный точечный массаж обеих ног, снимает усталость, судороги, чувство тяжести, восстанавливает работоспособность и иммунитет.
4. 3 режима: автоматический, персональный, ручной.
5. 9 программ массажа на выбор.
6. 3 скорости: высокая, средняя и низкая + 2 направления – регулируются переключателем в ручном режиме.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

• Когда делать массаж ног не рекомендуется?

Массаж не следует делать в течение 30 минут перед едой: при массаже ног перед едой подавляется выделение желудочного сока, что приводит к ухудшению пищеварения.

Массаж также не следует делать в течение 1 часа после еды. Массаж непосредственно после еды может привести к уменьшению притока крови к желудочно-кишечному тракту, что также негативно повлияет на пищеварение.

• Какова рекомендуемая продолжительность одного сеанса массажа ног?

Рекомендуется каждый раз делать массаж в течение 15 минут.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обзор



При создании массажёра соединены принципы традиционной медицины, новейшие научные исследования и достижения в области электроники. Массажные ролики массажера действуют на акупунктурные точки, стимулируют микроциркуляцию крови, а боковые валики массажёра создают глубокую компрессию, что помогает снять напряжение, расслабить мышцы, уменьшить отечность. Вы можете настроить массажёр в соответствии с вашими предпочтениями.




	Режим	Направление вращения	Скорость работы
АВТОМАТИЧЕСКИЙ	P1	Вращение по часовой стрелке 40 с → Вращение против часовой стрелки 40 с → повтор этого цикла до конца процедуры	Работа в этом цикле: средняя скорость на 40с → высокая скорость на 30 с → низкая скорость на 30 с → средняя скорость на 10 с → низкая скорость на 20 с → средняя скорость на 10 с → высокая скорость на 10 с → низкая скорость на 10 с → высокая скорость на 20 с → низкая скорость на 10 с → средняя скорость на 10 с → высокая скорость на 10 с → низкая скорость на 10 с → высокая скорость на 10с → средняя скорость на 10 с → высокая скорость на 20 с → низкая скорость на 20 с → высокая скорость на 30 с → низкая скорость на 10 с
	P2	Вращение по часовой стрелке 60 с → Вращение против часовой стрелки 60 с → повтор этого цикла до конца процедуры	
	P3	Вращение по часовой стрелке 80 с → Вращение против часовой стрелки 80 с → повтор этого цикла до конца процедуры	
	P4	Вращение против часовой стрелки 100 с → Вращение по часовой стрелке 100 с → Вращение против часовой стрелки 50 с → повтор этого цикла до конца процедуры	
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	Пальцы стоп	Вращение по часовой стрелке 60 с → Вращение против часовой стрелки 60 с → повтор этого цикла до конца процедуры	Средняя скорость
	Свод стопы	Вращение по часовой стрелке 120 с → Вращение против часовой стрелки 120 с → повтор этого цикла до конца процедуры	
	Подошва	Вращение по часовой стрелке до конца → повтор этого цикла до конца процедуры	
РУЧНОЙ		Вращение по часовой стрелке / против часовой стрелки	Высокая / средняя / низкая скорость
		В ручном режиме массажером необходимо управлять, нажимая кнопки скорости и направления.	


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение прибора

1. Подключите устройство к источнику питания
2. Нажмите кнопку включения на панели  или пульту управления 
3. В соответствии с необходимостью установите режим массажа (автоматический, персональный или ручной) и программу массажа.



, на пульте управления




Переключение программ осуществляется повторными нажатиями на кнопку режима. Для ручного массажа переключение осуществляется с помощью нажатий кнопок скорости и направления.


Примечание: рекомендуемое общее время использования массажного устройства составляет не более 30 минут.

Выключение массажера

А. Чтобы выключить массажер, нажмите кнопку включения на панели и удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд.



В. Если массажер не использовать в течение 15 минут, он выключится автоматически.

С. Во время массажа нажмите кнопку включения на панели однократно , чтобы остановить массаж. Чтобы снова продолжить массаж, нажмите эту кнопку еще раз.

Если после остановки массажа не возобновить его в течение 10 минут, массажер автоматически выключится.

Массажер для ног может массировать свод стопы, пальцы стоп, подошвенные и боковые стороны стопы. Массаж можно акцентировать на той или иной поверхности стопы. Вы также можете сосредоточиться на массаже рефлекторных зон стопы в течение определенного периода времени (например, при массаже усталых ног, в областях, в которых ощущаете боль).

ВНИМАНИЕ

1. Проверьте, соответствует ли рабочее напряжение массажера напряжению в электросети, не подключайте питание мокрыми руками. После подключения массажера к электрической розетке не оставляйте его в неиспользуемом состоянии.
2. Не пользуйтесь массажером в местах с плохой вентиляцией, например, под пледом, подушкой или одеялом, так как это может привести к перегреву устройства и стать причиной ожога, удара электротоком или другой травмы.
3. Пользуйтесь массажером только в помещении, не пользуйтесь им в ванной.
4. Не садитесь и не вставайте в полный рост на массажер.
5. Не вставляйте в отверстия в корпусе массажера какие-либо предметы.
6. В случае повреждения массажера или его проводов немедленно прекратите использование устройства.
7. Не массируйте устройством мокрые ноги, а также не пользуйтесь им во время сна.
8. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом:
Пациенты с онкологическими заболеваниями, остеопорозом, высокой температурой, эпилептическими припадками, туберкулезом в активной фазе, тяжелой сердечной недостаточностью, нарушением свертываемости крови или склонностью к кровотечениям, беременные женщины, пациенты с аллергическими реакциями и проходящие курс лечения от аллергии должны пользоваться этим устройством с осторожностью.
9. Запрещается пользоваться массажером одновременно со следующими медицинскими устройствами. Их одновременное использование может представлять опасность.
 - А) Кардиостимуляторы и другие имплантированные медицинские электронные устройства.
 - В) Оборудование для поддержания сердечной и легочной деятельности и другое медицинское оборудование для жизнеобеспечения.
 - С) Приборы для снятия ЭКГ и другие электронные устройства.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед очисткой массажера необходимо отсоединить шнур питания от розетки.
2. Чистить сухой хлопковой тканью. Съёмные чехлы стирать при температуре $+(35\pm 5)^{\circ}\text{C}$.
3. Не использовать щетки, агрессивные чистящие средства, бензин, спирт, растворители.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, рекомендуется свернуть шнур питания массажера. Храните массажер в чистом сухом месте.
5. Не храните массажер при высокой температуре, вблизи открытого огня или под прямыми солнечными лучами.
6. Используйте устройство при хорошем освещении. Не бросайте, не сдавливайте устройство, не подвергайте его сильным ударам.


ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

1. Гарантия действует в течение 12 месяцев с даты поставки.
2. Гарантия на изделие не распространяется на проблемы с качеством изделия, вызванные стихийными бедствиями или человеческим фактором, например, повреждения, вызванные воздействием высокого напряжения. Расходы на техническое обслуживание за ущерб, вызванный стихийными бедствиями или человеческим фактором, оплачивает клиент. Мы обеспечиваем техническое обслуживание изделий, гарантийный срок на которые еще не истек.

Прибор электрический бытового назначения: Массажер электрический для ног НЕГА

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы: 2 года.

Дата выпуска: 09/2022

Вид изделия

Дата продажи

Фирма-продавец

Подпись продавца

М. П.
торгующей
организации

Изделие надлежащего качества, технически исправно, претензий не имею.
С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя
