

## Zeichenerklärung


In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts und des Zubehörs werden folgende Symbole verwendet:



## ENGLISH

## Signs and symbols

The following symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device and accessories:



## FRANÇAIS

## Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil et des accessoires :



## ESPAÑOL

## Explicación de los símbolos


En las presentes instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato y de los accesorios se utilizan los siguientes símbolos:



## ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

## Επεξήγηση συμβόλων

Στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής και των αξεσουάρ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



**Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte.**

**Lieferumfang:** • Thermometer • Gebrauchsanweisung

• 1 x 1,5V Batterie LR 41

**Wichtig Sicherheitshinweise – für späteren Gebrauch aufbewahren:**

Um alle Vorzüge des Fieberthermometers optimal nutzen zu können, sollten Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, für die weitere Benutzung aufbewahren und auch anderen Benutzern zugänglich machen.  
Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.  
Das Thermometer ist nur für den in der Gebrauchsanleitung angegebenen Messort am menschlichen Körper konzipiert.  
Kindern darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt überlassen werden.  
Kontrollieren Sie das Thermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.  
Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten. Besprechen Sie die ermittelten Werte mit Ihrem Hausarzt.  
Das Thermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile. Schützen Sie es deshalb vor Stößen, Biegungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonnenbestrahlung.

Dieses Thermometer ist mit einer flexiblen Mess-Spitze ausgestattet und bringt dadurch mehr Komfort und Sicherheit bei der Messung, insbesondere bei Kleinkindern, Schläfern oder bewußtseinsgehemachten Personen. Die Spitze darf nicht weiter als 90° abgebogen werden!

Der Betrieb im Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z.B. neben einem Mobiltelefon, kann zu Fehlfunktionen führen.

Ein Nachbeleuchtung kann zu einer Minderung der Leistungsmarkierung des Gerätes führen.

**Messmethode: Temperaturmessung im After (rektal)**

Diese Messmethode ist am zuverlässiger und am genauensten. Führen Sie hierzu die Thermometerspitze vorsichtig 2–3 cm in den After ein.

**Temperaturmessung in der Mundhöhle (oral)**

Führen Sie hierzu die Thermometerspitze in einer der beiden Wärmetaschen unter der Zunge oder neben der Zungenwurzel ein.

**Temperaturmessung in der Achselhöhle (axillär)**

Diese Messmethode ist relativ ungern und kann deshalb aus medizinischer Sicht nicht empfohlen werden.

**Speicher**

Der letzte Messwert wird automatisch gespeichert. Um diesen Wert anzusehen drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

Dann erscheint ein Selbsttest durch Ansehen der Temperatur-

anzeige.

Die Temperatur wird angezeigt.

Die Temperatur wird angezeigt

# ITALIANO

## Spiegazione dei simboli

- I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imbalo e sulla targhetta dell'apparecchio e degli accessori:
- Attenzione
  - Seguire le istruzioni per l'uso
  - Parte applicativa tipo BF
  - Smaltire secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  - Prodotto
  - Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente
  - IP 27 Protezione contro la penetrazione di corpi solidi ≥ 12,5 mm e contro l'immersione temporanea
  - LOT Indicazione lotto Storage/Transport Temperatura e umidità di trasporto e stocaggio consentite
  - Operating Temperatura e umidità di esercizio consentite
  - CE 0483 Il marchio CE certifica la conformità ai requisiti della base della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici.

Fornitura: 1 batteria da 1,5V LR41

## Importanti avvertenze di sicurezza - conservare per uso futuro.

Per poter utilizzare in modo ottimale tutti i vantaggi del termometro, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per

europea EN 60010-1-2 (conformità con CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) e necessita di precauzioni d'impiego particolari per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Apparecchiature di comunicazione HF e mobili portatili possono influire sul funzionamento di questo apparecchio.

### Avvertenze sulla compatibilità elettromagnetica

- L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istruzioni per l'uso, incluso l'ambiente domestico.
- In determinate circostanze, in presenza di disturbi elettromagnetici l'apparecchio può essere utilizzato solo limitatamente. Ne possono conseguire ad es. messaggi di errore o un guasto del display/apparecchio.
- Rispettare sempre le sezioni di durata minima di misurazione fino alla comparsa del segnale acustico. Comunicare i risultati al medico curante.
- Il termometro contiene componenti elettroniche sensibili. Si raccomanda pertanto di proteggerlo da urti, piegamenti, tempeste elettriche o altri danneggiamenti.
- Evitare di utilizzare il presente apparecchio nelle immediate vicinanze di altri apparecchi o con apparecchi in posizione impilata, poiché ciò potrebbe determinare un funzionamento non corretto. Qualora fosse comunque necessario un utilizzo nel modo prescritto, è opportuno tenere sotto controllo questo apparecchio e gli altri apparecchi in modo da assicurarsi che funzionino correttamente.
- L'utilizzo di altri accessori diversi dal produttore dell'apparecchio o in dotazione con l'apparecchio può comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ridurre la resistenza dell'apparecchio alle interferenze elettromagnetiche e a un funzionamento non corretto dello stesso.
- La mancata osservanza può ridurre le prestazioni dell'apparecchio.

### Metodi di misura: Misurazione della temperatura nell'ano (rettale)

Questo metodo di misura è il più affidabile e preciso. Introdurre con precauzione la punta del termometro nell'ano d'2-3 cm.

### Misurazione della temperatura in bocca (orale)

Introdurre la punta del termometro in una delle due cavità sotto la lingua o accanto alla radice linguale.

### Misurazione della temperatura sotto l'ascella (ascellare)

Per accendere lo strumento, premere brevemente il tasto ON/OFF. Un breve segnale acustico conferma l'accensione.

Successivamente il termometro esegue un auto-test per circa 2 secondi; nel corso di tale operazione sono visualizzati tutti i segmenti del display. Appare il valore di riferimento di 37°C (98,6°F). Infine lampeggia il simbolo di misurazione "°C" (°F) e visualizza la temperatura corrente e il simbolo "°C" (°F) lampeggiando. La misurazione termina quando si raggiunge una temperatura stabile. Entrando un funziona un segnale acustico, il simbolo "°C" (°F) cessa di lampeggiare e viene visualizzata la temperatura misurata.

Fino a quando la temperatura misurata rimane al di sotto di 32°C (89,6°F), appare il simbolo "Lo" (°Lo °F). Valori superiori vengono indicati direttamente con un segnale acustico, ad es. 32,1°C (89,8°F). Prolungando la durata della misurazione oltre il segnale acustico, si ottengono risultati più precisi. Durante la misurazione esistono 4 scambi per il confronto della durata misurazione, a prescindere dalla comparsa del segnale acustico. In caso di temperature superiori a 37,8°C (100°F) risuona un

### Misurazione della temperatura sotto l'ascella (ascellare)

Questo metodo di misura è relativamente impreciso e non può pertanto essere raccomandato dal punto di vista medico

Metodi di misura	Durata di misurazione	Discrepanza media rispetto ai metodi rettali
nell'ano	fino al segnale acustico	-
in bocca	fino al segnale acustico	-0,4 °C a -1,5 °C (-0,7 °F a -2,7 °F)
sotto l'ascella	min. 5 minuti	-0,7 °C a -2,0 °C (-1,26 °F a -3,6 °F)

### Utilizzo

Per accendere lo strumento, premere brevemente il tasto ON/OFF. Un breve segnale acustico conferma l'accensione.

Successivamente il termometro esegue un auto-test per circa 2 secondi; nel corso di tale operazione sono visualizzati tutti i segmenti del display.

Appare il valore di riferimento di 37°C (98,6°F). Infine lampeggia il simbolo di misurazione "°C" (°F) e visualizza la temperatura corrente e il simbolo "°C" (°F) lampeggiando.

La misurazione termina quando si raggiunge una temperatura stabile. Entrando un funziona un segnale acustico, il simbolo "°C" (°F) cessa di lampeggiare e viene visualizzata la temperatura misurata.

Fino a quando la temperatura misurata rimane al di sotto di 32°C (89,6°F), appare il simbolo "Lo" (°Lo °F). Valori superiori vengono indicati direttamente con un segnale acustico, ad es. 32,1°C (89,8°F).

Prolungando la durata della misurazione oltre il segnale acustico, si ottengono risultati più precisi.

Durante la misurazione esistono 4 scambi per il confronto della durata misurazione, a prescindere dalla comparsa del segnale acustico.

In caso di temperature superiori a 37,8°C (100°F) risuona un

segnale di allarme (brevi bip per 10 secondi).

Se si misurano temperature superiori a 42,9°C (109,2°F), compare il simbolo "Hi" (°Hi °F).

Per prolungare la durata delle batterie, si raccomanda di spegnere il termometro dopo la misurazione, premendo brevemente il tasto ON/OFF. In caso contrario, il termometro si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

### Memoria

L'ultimo valore misurato viene memorizzato automaticamente e visualizzato subito dopo l'accensione e l'auto-test.

Premere il pulsante ON/OFF per visualizzare tale valore.

Il termometro procede immediatamente con l'accensione.

Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

### Dati tecnici

Tipo: FT 13

Campo di misura: da 32°C (89,6°F) a 42,9°C (109,2°F)

Precisione di misura: ±0,1°C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa fra 35,5°C (95,9°F) a 42,0°C (107,6°F)

±0,2 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa fra 32,0°C (89,6°F) a 35,4°C (95,7°F)

±0,2 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa fra 41,1°C (106,0°F) a 42,9°C (109,2°F)

Temperatura ambiente durante l'impegno: compresa fra +5°C e +40°C (41°F - 104°F) con un'umidità relativa dell'aria da 15% a 95%

Temperatura di conservazione: da -20 °C a +55 °C (-4°F - 131°F), con un'umidità relativa dell'aria da 15% a 95%

Il numero di serie si trova sull'apparecchio o nel vano batterie.

I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche. Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente mercurio. Quei simboli sono obbligatori.

### Conservazione/Smaltimento

In caso di non utilizzo, conservare il termometro nell'astuccio originale.

La precisione di questo termometro è stata accuratamente testata ed è stata sviluppata per una lunga durata di vita utile.

Se l'apparecchio viene utilizzato per scopi professionali, è necessario effettuare controlli tecnici con gli strumenti adeguati all'indirizzo indicato del servizio assistenza.

Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

### Avvertenze sull'uso delle batterie

Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciaccquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.

Richiedere informazioni dettagliate sulla verifica della precisione all'indirizzo del servizio assistenza.

Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE).

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

### Garanzia/Assistenza

Per rivenditori nell'ambito della garanzia, rivolgersi al rivenditore locale o alla sede locale (vedere l'elenco "Service international").

Allegare al reso dell'apparecchio una copia della prova d'acquisto e una breve descrizione del difetto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. La garanzia dei prodotti BEURER dura 5 anni oppure, se più lunga, fa federe la durata di garanzia valida dalla data di acquisto di ciascun paese.

2. Per caso di rivendimenti, la data di acquisto deve essere dimostrata tramite una prova d'acquisto o una fattura.

3. La durata della garanzia non viene prolungata da riparazioni (dell'intero apparecchio o di parti di esso).

4. La responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall'apparecchio è esclusa se viene riconosciuta una rivendicazione della garanzia per il danno dell'apparecchio.

### Possibili errori e variazioni

# TÜRKÇE

## İşaretlerin açıklaması

Cizakızın ve aksesuarları kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simboller kullanılır:



Batteri: 1 batarya 1,5V LR41

## Importanti avvertenze di sicurezza - conservare per uso futuro.

Per poter utilizzare in modo ottimale tutti i vantaggi del termometro, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per

## İçerik

### Temizlik kapsamı:

Termometre • Kullanma Talimatı • 1 adet 1,5V pil LR41

### Önemli güvenilir uyarlardan - data sonra kullanımı üzere saklayın

İçerik

Kullanım kılavuzunu dikkate alın

Uygunlama parçası tip BF

Elektrikli ve elektronik cihazlarda AB Yönetmeliği WEEE'ye (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir

Üretici

Ambalajı çevreye saygı ile bertaraf edin

IP 27 12,5 mm ve daha fazla sıcaklığı ve nemdeki 100% ılık havada nemi

LOT Tanım

İzin verilen depolama ve taşıma sıcaklığı ve nemde

Operating

İzin verilen çalışma sıcaklığı ve nemde

CE 0483 CE işaret, tıbbi ürünler için 93/42/EEC yönetmeliginin temel şartları ile uyumluluğu belgeler.